

Spinning Spiros®

Sluten han-luer konnektor med röd skyddshätta



Steripolar
Taking care further

Steripolar är ett nordiskt medicintekniskt företag som specialiserar sig inom hälsoteknik. Vi erbjuder banbrytande produkter och innovativa behandlingsmetoder till både den offentliga och privata hälso- och sjukvårdssektorn. Vårt fokus är att förbättra patientvården och påskynda patienternas återhämtning. Sedan 1985 har vi varit aktiva inom området och implementerar vårt värdeerbjudande **Taking care further** i vårt dagliga arbete.

Spinning Spiros®

Spinning Spiros® är en sluten han-luer konnektor med röd skyddshätta, avsedd att koppla samman två intravenösa (IV) linjeapparater (t.ex. en hypodermisk spruta och kateterport eller slang från ett IV-administrationsset) och hålla dem i en säkrad, förseglad, låst position tills fränkoppling, vid vilken punkt det är minimalt vätskeflöde in eller ut ur katetern/slangen.

Egenskaper

- En liten, steril, fristående luer-aktiverad nålfri sprutadapter
- Eliminerar användningen av nålar för IV-administrering av mediciner
- Latex- och DEHP-fri



Beställningsinformation

Produktnummer	Produktbeskrivning	Antal / förpackning
011-CH2000S-C	Spinning Spiros® Closed Male Luer, Red Cap	50

Steripolar
Taking care further

Steripolar AB

Kontakta oss

018-430 09 80

info@steripolar.se

steripolar.se